




Ochroniacze na ostrza narzędzi

Osłonki z wewnętrznymi wypustkami

jednorazowego użytku

podłużne wypustki wewnętrzne zapewniają szybkie odparowanie wilgoci i zapobiegają przyklejaniu się osłonek do narzędzi

	NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø/szer. x dł. x wys.	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
	L.10001	1,6 x 19	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10002	1,9 x 19	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10003	2,7 x 19	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10004	3,2 x 25	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10005	4,7 x 25	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10010	6,3 x 19	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
	L.10006	10,5 x 19	Okrągły	S	Przezroczysty	100
	L.10007	9,5 x 25 x 1,6	Płaskie	S	Przezroczysty	100
	L.10008	16 x 25 x 1,6	Płaskie	S	Przezroczysty	100
	L.10009	25 x 25 x 3,2	Płaskie	S	Przezroczysty	100

Producent- LTA Medical/Healthmark



	NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø/szer. x dł.	KSZTAŁT	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.3-16-08	15,9 x 25,4	Płaskie	S	Przezroczysty	100
B	IL.3-16-05	4,7 x 25,4	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
C	IL.3-16-06	10,3 x 19,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
D	IL.3-16-07	9,5 x 25,4	Płaskie	S	Przezroczysty	100
E	IL.3-16-09	25,4 x 25,4	Płaskie	S	Przezroczysty	100

Producent- Steris/Key Surgical



Osłonki podwójne perforowane jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø/szer. x dł.	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
A IL.3-06-01	1,6 x 19	Okrągłe, podwójne	S	Biały	50
B IL.3-06-02	2 x 20,3	Okrągłe, podwójne	S	Niebieski	50
C IL.3-06-03	2,8 x 20,8	Okrągłe, podwójne	S	Zielony	50
D IL.3-06-04	3,2 x 26,7	Okrągłe, podwójne	S	Czerwony	50
E IL.3-06-05	4,6 x 26,9	Okrągłe, podwójne	S	Żółty	50
F IL.3-06-07	9,53 x 26,4	Płaskie, podwójne	S	Pomarańczowy	50

Producent- Steris/Key Surgical



Osłonki na ostrza narzędzi jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø/szer. x dł. x wys.	KSZTAŁT	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
L.09-1-011	1,5 x 19,1	Okrągłe	S	Biały	100
L.09-1-012	2 x 19,1	Okrągłe	S	Niebieski	100
L.09-1-013	2,8 x 19,1	Okrągłe	S	Zielony	100
L.09-1-014	3,3 x 25,4	Okrągłe	S	Czerwony	100
L.09-1-015	4,8 x 25,4	Okrągłe	S	Żółty	100
L.09-1-016	10,4 x 19,1	Okrągłe	S	Ciemnofioletowy	100
L.09-1-017	9,7 x 25,4 x 1,5	Płaskie	S	Pomarańczowy	100
L.09-1-018	16 x 25,4 x 2	Płaskie	S	Brązowy	100
L.09-1-019	25,4 x 25,4 x 3,3	Płaskie	S	Czarny	100
L.09-2-011	1,5 x 19,1	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
L.09-2-012	2 x 19,1	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
L.09-2-013	2,8 x 19,1	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
L.09-2-014	3,3 x 25,4	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
L.09-2-015	4,8 x 25,4	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
L.09-2-016	10,4 x 19,1	Okrągłe	S	Przeźroczysty	100
L.09-2-017	9,7 x 25,4 x 1,5	Płaskie	S	Przeźroczysty	100
L.09-2-018	16 x 25,4 x 2	Płaskie	S	Przeźroczysty	100
L.09-2-019	25,4 x 25,4 x 3,3	Płaskie	S	Przeźroczysty	100

Producent- LTA Medical/Healthmark



Oslonki płaskie dla osteotomii
jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm] szer. x dł.	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]	
A	IL.3-04-11	6,4 x 19,1	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
B	IL.3-08-11	6,4 x 19,1	Płaskie, dla osteotomii	S	Biały przezroczysty	100
C	IL.3-08-12	9,5 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Niebieski przezroczysty	100
D	IL.3-04-07	9,5 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
E	IL.3-08-07	9,5 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Pomarańczowy przezroczysty	100
F	IL.3-15-07	9,5 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Pomarańczowy	100
G	IL.3-08-13	12,7 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Zielony	100
H	IL.3-04-08	15,9 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
I	IL.3-08-08	15,9 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Brązowy przezroczysty	100
J	IL.3-15-08	15,9 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Brązowy	100
K	IL.3-08-15	17,8 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Żółty	100
L	IL.3-04-15	17,8 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
L	L.09-4-034	19 x 25	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	50
M	IL.3-04-09	25,4 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
N	IL.3-08-09	25,4 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Czarny przezroczysty	100
O	IL.3-15-09	25,4 x 25,4	Płaskie, dla osteotomii	S	Czarny	100
P	IL.3-04-17	31,8 x 31,8	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
R	IL.3-08-17	31,8 x 31,8	Płaskie, dla osteotomii	S	Fioletowy przezroczysty	100
S	IL.3-04-18	38,1 x 38,1	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
T	IL.3-08-18	38,1 x 38,1	Płaskie, dla osteotomii	S	Czerwony	100
U	IL.3-04-19	44,5 x 31,8	Płaskie, dla osteotomii	S	Przezroczysty	100
W	IL.3-08-19	44,5 x 31,8	Płaskie, dla osteotomii	S	Pomarańczowy	100

Producent- Steris/Key Surgical

Poz. L - LTA Medical/Healthmark



Osłonki okrągłe
jednorazowego użytku

	NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø x długość	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.3-04-01	1,6 x 19,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
B	IL.3-08-01	1,6 x 19,1	Okrągłe	S	Biały przezroczysty	100
C	IL.3-15-01	1,6 x 19,1	Okrągłe	S	Biały	100
E	IL.3-04-02	2 x 19,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
F	IL.3-08-02	2 x 19,1	Okrągłe	S	Niebieski przezroczysty	100
G	IL.3-15-02	2 x 19,1	Okrągłe	S	Niebieski	100
H	IL.3-04-03	2,8 x 19,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
I	IL.3-08-03	2,8 x 19,1	Okrągłe	S	Zielony przezroczysty	100
J	IL.3-15-03	2,8 x 19,1	Okrągłe	S	Zielony	100
K	IL.3-04-04	3,2 x 25,4	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
L	IL.3-08-04	3,2 x 25,4	Okrągłe	S	Czerwony przezroczysty	100
M	IL.3-15-04	3,2 x 25,4	Okrągłe	S	Czerwony	100
N	IL.3-04-99	4,7 x 38,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
O	IL.3-04-05	4,7 x 25,4	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
P	IL.3-08-05	4,7 x 25,4	Okrągłe	S	Żółty przezroczysty	100
Q	IL.3-15-05	4,7 x 25,4	Okrągłe	S	Żółty	100
R	IL.3-04-06	10,3 x 19,1	Okrągłe	S	Przezroczysty	100
S	IL.3-08-06	10,3 x 19,1	Okrągłe	S	Fioletowy przezroczysty	100
T	IL.3-07-03	4,3 x 28,7	Okrągłe, dla narzędzi MIS	S	Zielony	50
U	IL.3-07-05	4,3 x 50,8	Okrągłe, dla narzędzi MIS	S	Żółty	50
V	IL.01858	5 x 43	Okrągłe, dla obturatorów	S	Przezroczysty	20
W	IL.3-07-09	9,1 x 66	Okrągłe, dla narzędzi MIS	S	Przezroczysty	50

Producent- Steris/Key Surgical



Oslonki okrągłe stożkowe
jednorazowego użytku

	NR KAT.	WYMIARY [mm] śr. x dł.	KSZTAŁT	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]
A	IL.3-11-01	1,5 – 3,3 x 38,1	Okrągłe	S	Biały przezroczysty	50
	IL.3-12-01	2 – 3,1 x 50,8	Okrągłe	S	Biały przezroczysty	50
B	IL.3-11-02	2,5 – 4,3 x 38,1	Okrągłe	S	Niebieski przezroczysty	50
	IL.3-12-02	2,5 – 4,9 x 50,8	Okrągłe	S	Niebieski przezroczysty	50
C	IL.3-11-03	3,5 – 5,3 x 38,1	Okrągłe	S	Zielony przezroczysty	50
	IL.3-12-03	3,5 – 5,8 x 50,8	Okrągłe	S	Zielony przezroczysty	50
D	IL.3-11-04	4,5 – 6,2 x 38,1	Okrągłe	S	Czerwony przezroczysty	50
	IL.3-12-04	4,5 – 6,9 x 50,8	Okrągłe	S	Czerwony przezroczysty	50
E	IL.3-11-05	6 – 7 x 38,1	Okrągłe	S	Żółty przezroczysty	50
	IL.3-12-05	5,5 – 7,8 x 50,8	Okrągłe	S	Żółty przezroczysty	50
F	IL.3-11-06	6,5 – 8,2 x 38,1	Okrągłe	S	Fioletowy przezroczysty	50
	IL.3-12-06	6,5 – 8,9 x 50,8	Okrągłe	S	Fioletowy przezroczysty	50
G	IL.3-11-07	7,5 – 9,2 x 38,1	Okrągłe	S	Pomarańczowy przezroczysty	50
	IL.3-12-07	7,5 – 9,8 x 50,8	Okrągłe	S	Pomarańczowy przezroczysty	50
H	IL.3-11-08	8,5 – 10,2 x 38,1	Okrągłe	S	Brązowy przezroczysty	50
I	IL.3-11-09	9,4 – 11,2 x 38,1	Okrągłe	S	Czarny przezroczysty	50
	IL.3-12-09	9,4 – 11,8 x 50,8	Okrągłe	S	Czarny przezroczysty	50
J	IL.3-13-03	13,4 – 14,7 x 38,1	Okrągłe	S	Zielony przezroczysty	50
	IL.3-14-03	13,4 – 15,2 x 50,8	Okrągłe	S	Zielony przezroczysty	50
K	IL.3-13-05	15,4 – 16,8 x 38,1	Okrągłe	S	Żółty przezroczysty	50
	IL.3-14-05	15,4 – 17,2 x 50,8	Okrągłe	S	Żółty przezroczysty	50

Producent- Steris/Key Surgical



Oślonki dla rozwieraczy chirurgicznych jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY [mm] Ø/szer. x dł.	KSZTAŁT/ OPIS	STERYLIZACJA	KOLOR	OPAK. [szt.]	
A	IL.3-09-07	21,6 x 20,3	Dla rozwieraczy samozaciskowych	S	Niebieski przezroczysty	100
B	IL.3-09-08	25,4 x 25,4	Dla rozwieraczy samozaciskowych	S	Różowy	100
C	IL.3-09-09	25,4 x 31,8	Dla rozwieraczy samozaciskowych	S	Pomarańczowy	100
D	IL.3-09-10	25,4 x 44,5	Dla rozwieraczy samozaciskowych	S	Zielony	100
E	IL.3-09-03	7,9 x 38,1	Dla rozwieraczy Gelpi	S	Przezroczysty	100
F	IL.3-09-04	7,9 x 50,8	Dla rozwieraczy Gelpi	S	Przezroczysty	100

Producent- Steris/Key Surgical

NR KAT.	WYMIARY / OPIS [mm]	OPAK. [szt.]
G	L.CSW-03-2.0 Ø 6 x 70, osłonka siatkowa z polietylenu, osłonka zamknięta na jednym końcu, do użycia tylko w niskich temperaturach i sterylizacji plazmowej	100
G	L.CSW-04-4.0 Ø 13 x 102, osłonka siatkowa z polietylenu w formie rękawa (otwarta na obu końcach), do użycia tylko w niskich temperaturach i sterylizacji plazmowej	100

Producent – LTA Medical/Healthmark



Oślonki dla narzędzi chirurgii robotycznej (da Vinci) jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY NACIĘCIA [mm]	MATERIAŁ	STERYLIZACJA	OPAK. [szt.]	
A	W.RIG SMALL /PPT-DV-01/	15	Papierowe	S	400
	W.RIG LARGE /PPT-DV-02/	30	Papierowe	S	400
B	L.IPC004		Papierowe		100

Producent: poz. A- Healthmark/Wipak poz.B- LTA Medical/Healthmark