

XIBU - bezdotykowy dozownik nawilżanych chusteczek czyszcząco-dezynfekujących

Pierwszy na świecie opatentowany bezdotykowy dozownik nawilżanych chusteczek czyszcząco-dezynfekcyjnych ze specjalnie zaprojektowanym systemem uzupełniania.

Urządzenie może być zasilane z:

- odnawialnego modułu akumulatorowego energyBOX M,
- sieci elektrycznej - adapter sieciowy powerPack ADAPTER hybrid z wtyczką i zasilaczem natynkowym z przewodem długości 150 cm,
- sieci elektrycznej - adapter sieciowy powerPack ADAPTER hybrid z wtyczką lub z zasilaczem podtynkowym do montażu w puszcze ściennej z przewodem o długości 40 cm.

W każdej chwili można zmienić źródło zasilania.



Wymiary dozownika [wys. x szer. x głęb.]: 344 x 340 x 155 mm.

Dozownik posiada wbudowany system automatycznego przełączania – jedno opakowanie chusteczek jest w użyciu, drugie w gotowości do użycia. *Gdy jedno opakowanie zostanie zużyte system automatycznie zacznie pobierać chusteczki z drugiego pełnego opakowania.*



W dozowniku można umieścić jednorazowo dwa opakowania takich samych chusteczek. Termin ważności używanych chusteczek jest zawsze widoczny na dozowniku.

Opcjonalne wyposażenie:

- Zintegrowany stojak, 2 kółka z tyłu
wymiary [wys. x szer. x głęb.]: 1320 x 408 x 493 mm
- Pojemnik na zużyte chusteczki
wymiary [wys. x szer. x głęb.]: 701 x 340 x 237 mm

Chroni chusteczki przed wysuszeniem.

Nigdy więcej wysychających chusteczek dezynfekujących.

Opatentowany system uszczelniający tego dozownika utrzymuje nawilżenie każdej chusteczki dezynfekującej.

Skutecznie chroni przed brudem i mikroorganizmami.

Jedna chusteczka dezynfekująca podąża za drugą – dotykasz chusteczki tylko tej, której chcesz użyć.

Informacje o dozowaniu, ilość i poziom napelnienia – wszystko dostępne jest za pośrednictwem aplikacji.

Nie wszystkie chusteczki dezynfekujące są takie same.

Uchwyt na wymienną etykietę znajduje się w górnej części dozownika: zawiera informacje o spektrum działania chusteczek i czasie ekspozycji.



Po otwarciu opakowania chusteczek dezynfekcyjnych dozownik kontroluje czas użytkowania.

Chusteczki z alkoholem mogą być pobierane przez miesiąc, bezalkoholowe przez 3 miesiące.

Po tym czasie dozownik blokuje opakowanie - w razie potrzeby można je ponownie aktywować za pomocą aplikacji.

W zależności od ilości pobieranych chusteczek dozownik zasilany np. z energyBox M będzie pracował ok. 10-12 miesięcy - przy założeniu pobierania np. 100 sztuk chusteczek dziennie urządzenie będzie pracowało przez siedem miesięcy.

Chusteczki czyszcząco-dezynfekujące – wkłady do dozownika

Mogą być również używane samodzielnie. Rozmiar pojedynczej chusteczki 200 x 200 mm.

Powierzchnia czyszczenia ok. 1 m² na chusteczkę.

Chusteczki z alkoholem hup DES FORTE, op. 100 sztuk, karton 6 op.

Dezynfekcja powierzchni poprzez działanie mechaniczne: bakteriobójcze, drożdżakobójcze	VAH/ÖGHMP, EN 13624 EN 13727, EN 16615	5 min
Ograniczone działanie wirusobójcze (MVA)	EN 14476	1 min
Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS (Norowirus, Adenowirus)	EN 14476	3 min
Prątkobójcze (M. terrae)	EN 14348	30 sek.
Norowirus	EN 14476	1 min
Rotawirus	EN 14476	30 sek.



Chusteczki bez alkoholu hup DES PLUS, op. 100 sztuk, karton 6 op.

Dezynfekcja powierzchni poprzez działanie mechaniczne: bakteriobójcze, drożdżakobójcze	VAH/ÖGHMP, EN 13624 EN 13727, EN 16615	5 min
Ograniczone działanie wirusobójcze (MVA)	EN 14476	1 min
Poliomawirus SV40	EN 14476	2 min
Rotawirus	DVV/RKI	30 sek.



Sterigat Sp. z o.o.

Biurowo: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

STERIGAT 02.2025, Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik zawartych w tym materiale w formie elektronicznej i innej bez zgody autora zabronione pod rygorem odpowiedzialności karnej.