


HSB stanowisko kontroli i pakowania


- Stanowisko przeznaczone do sortowania, kontroli i pakowania zestawów chirurgicznych.
- dostępne w wersji przyściennej lub centralnej
- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej (standard) lub z HPL (tzw. blat „ciepły” - opcja)
- nadstawka 2 poziomowa o szerokości 300 mm (półki stałe)
- w nośniku nadstawki podwójne gniazdo/gniazda elektryczne (max. 6 A/240 V):
lokalizacja gniazda/gniazd zgodnie z lokalizacją modułu szuflad/szafkowego
- oświetlenie blatu zamontowane pod dolną półką nadstawki
- stanowiska centralne z modułami z jednej strony dostępne wyłącznie w konfiguracji umownej z prawej strony
Brak rozróżnienia na stanowisko z modułami z lewej strony, ponieważ po odwróceniu o 180° stanowisko z modułami z prawej (GO.HSBBCOZ) staje się stanowiskiem z modułami z lewej.
- nogi ze stopkami do poziomowania
- wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304)
- grubość płyty nierdzewnej 30 mm

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA:

Stanowisko przyścienne



Stanowisko centralne



NR KATALOGOWY	PRZYKŁADOWE WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]	OPIS
GO.HSBBPOZ-140EK	1400 x 700 x 850	Przyścienne, blat roboczy ze stali nierdzewnej, 1 szuflada podwieszana, nadstawka z 1 kpl. podwójnych gniazd elektrycznych
GO.HSBBPOZ-160EK	1600 x 700 x 850	
GO.HSBBPOZ-180EK	1800 x 700 x 850	
GO.HSBBPZZ-160EK	1600 x 700 x 850	Przyścienne, blat roboczy ze stali nierdzewnej, szuflady podwieszane z lewej i prawej strony, nadstawka z 2 kpl. podwójnych gniazd elektrycznych
GO.HSBBPZZ-180EK	1800 x 700 x 850	
GO.HSBBPZZ-200EK	2000 x 700 x 850	
GO.HSBBCOZ-140LK	1400 x 1400 x 850	Centralne, blat roboczy ze stali nierdzewnej, po 1 szufladzie podwieszanej, nadstawka z 2 kpl. podwójnych gniazd elektrycznych
GO.HSBBCOZ-160LK	1600 x 1400 x 850	
GO.HSBBCOZ-180LK	1800 x 1400 x 850	
GO.HSBB CZZ-160LK	1600 x 1400 x 850	Centralne, blat roboczy ze stali nierdzewnej, po 2 szuflady podwieszane z lewej i prawej strony, nadstawka z 4 kpl. podwójnych gniazd elektrycznych
GO.HSBB CZZ-180LK	1800 x 1400 x 850	
GO.HSBB CZZ-200LK	2000 x 1400 x 850	

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl