

KOSZYKI Z DROBNEJ SIATKI

OBRACANA POKRYWA - ZAMKNIĘCIE TYPU TWIST-OFF



Koszyki stosowane dla zabezpieczenia delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania.

- Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane.
- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Zaokrąglone krawędzie.
- **Wielkość oczka 1,6 mm, średnica drutu 0,7 mm.**
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).



NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4344RL	70 x 70 x 30
DJ-4347RL	80 x 80 x 34
DJ-4348RL	80 x 80 x 40
DJ-4349RL	90 x 90 x 50
DJ-4350RL	150 x 110 x 20
DJ-4352RL	105 x 70 x 25
DJ-4353RL	141 x 50 x 40
DJ-4354RL	150 x 50 x 35
DJ-4355RL	180 x 130 x 20
DJ-4356RL	190 x 85 x 100
DJ-4357RL	200 x 100 x 35
DJ-4367RL	200 x 110 x 40
DJ-4359RL	210 x 170 x 20
DJ-4358RL	220 x 140 x 50
DJ-4368RL	225 x 110 x 50
DJ-4369RL	235 x 120 x 60
DJ-4360RL	235 x 155 x 40
DJ-4361RL	240 x 90 x 40
DJ-4362RL	240 x 120 x 35
DJ-4365RL	250 x 200 x 20
DJ-4370RL	270 x 135 x 40
DJ-4363RL	275 x 175 x 35
DJ-4371RL	280 x 145 x 50
DJ-4364RL	280 x 170 x 60
DJ-4366RL	300 x 180 x 20
DJ-4372RL	400 x 250 x 50