

## KOSZYKI Z MIKROSIATKI Z POKRYWĄ



Koszyki stosowane dla zabezpieczenia delikatnych, mikro narzędzi i drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania. Zamykane drucianym zaciskiem.

- Gładkie wykonanie bez zadziorów, elektropolerowane.
- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Zaokrąglone krawędzie.
- **Wielkość oczka 1,0 mm, średnica drutu 0,5 mm.**
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm.

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-4343MM	40 x 40 x 20
DJ-4344MM	70 x 70 x 30
DJ-4345MM	80 x 40 x 20
DJ-4346MM	80 x 40 x 30
DJ-4347MM	80 x 80 x 34
DJ-4348MM	80 x 80 x 40
DJ-4349MM	90 x 90 x 50
DJ-4352MM	105 x 70 x 25
DJ-4353MM	141 x 50 x 40
DJ-4354MM	150 x 50 x 35
DJ-4350MM	150 x 110 x 20
DJ-4351MM	160 x 40 x 20
DJ-4355MM	180 x 130 x 20