


KOSZYKI PERFOROWANE Z POKRYWĄ



Koszyki całkowicie perforowane stosowane dla zabezpieczenia delikatnych, mikro narzędzi i innych drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji i magazynowania.

- Elektropolerowane.
- Wykonane z niemagnetycznej stali 304.
- Gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Zamykane płaską blazką.
- Pokrywy na zawiasach.
- **Wielkość oczka perforacji 2 mm.**
- Średnica drutu obramowania górnego i pokrywy 3,5 mm i 4,0 mm (w zależności od wymiaru koszyka).

NR KAT.	WYMIARY dł. x szer. x wys. [mm]
DJ-2343	40 x 40 x 20
DJ-2344	70 x 70 x 30
DJ-2345	80 x 40 x 20
DJ-2346	80 x 40 x 30
DJ-2347	80 x 80 x 34
DJ-2348	80 x 80 x 40
DJ-2349	90 x 90 x 50
DJ-2352	105 x 40 x 20
DJ-2353	141 x 50 x 40
DJ-2354	150 x 50 x 35
DJ-2350	150 x 110 x 20
DJ-2351	160 x 40 x 20
DJ-2355	190 x 85 x 35
DJ-2356	200 x 100 x 35
DJ-2358	200 x 110 x 40
DJ-2359	225 x 110 x 50
DJ-2357	240 x 90 x 40