

### Ochroniacze z pianki poliuretanowej


do stosowania w sterylizacji parowej w temp. 132°C - 4 min. lub 135°C - 3 min. (maks. wydłużony czas to 30 min. w 135°C).  
jednorazowego użytku

NR KAT.	OPIS	WYMIARY [mm] śr./ szer. x dł.	STERYLIZACJA	OPAK. [szt.]
L.FP-1001	Kieszzeń z pianki	254 x 76	S, EO	50
L.FP-1002	Ochroniacz z pianki na końcówki narzędzi	38 x 40 x 25 (wys.)	S, EO	50
L.FP-1005	Ochroniacz z pianki na 12 narzędzi	533 x 340 x 318 (wys.)	S, EO	50
L.FP-4600	Piankowa wkładka w rolce do tac	2440 x 300	S, EO	3
L.FP-4800	Piankowa wkładka do tac	254 x 305	S, EO	50
L.FP-4880	Piankowa wkładka do tac	508 x 305	S, EO	25
L.FP-5200	Organizer wielokieszeniowy z paskiem na narzędzia	381 x 280	S, EO	10
L.FP-5500	Organizer wielokieszeniowy na narzędzia	432 x 330	S, EO	10
L.FP-6200	Kieszzeń z pianki do ochrony sztywnych endoskopów	508 x 51	S, EO	50
L.FP-6210	Kieszzeń z pianki do ochrony narzędzi - duża	178 x 102	S, EO	50
L.FP-6250	Kieszzeń z pianki do ochrony narzędzi - mała	178 x 51	S, EO	50
L.FP-6270	Piankowa osłona na przewód światłowodowy	254 x 229	S, EO	10

Producent – LTA Medical/Healthmark



A



B



E



C



D



F

**Ochroniacze z pianki PLASMA-CEL™**  
jedenorazowego użytku

NR KAT.	OPIS	WYMIARY [mm] dł. x szer.	STERYLIZACJA	OPAK. [szt.]
<b>A</b>	<b>L.PC-5200</b> Organizier wielokieszeniowy z paskiem na narzędzia	394 x 279	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	10
<b>B</b>	<b>L.PC-4800</b> Wkładka do tac	254 x 305	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	50
	<b>L.PC-4850</b> Wkładka do tac	406 x 305	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	25
	<b>L.PC-4880</b> Wkładka do tac	508 x 305	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	25
<b>C</b>	<b>L.PC-4600</b> Wkładka w rolce do tac	1828 x 305	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	3
<b>D</b>	<b>L.PC-6210</b> Kieszzeń do ochrony narzędzi - duża	178 x 102	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	50
	<b>L.PC-6250</b> Kieszzeń do ochrony narzędzi - mała	191 x 53	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	50
<b>E</b>	<b>L.PC-5500</b> Organizier wielokieszeniowy na narzędzia	432 x 330	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	10
<b>F</b>	<b>L.PC-6200</b> Kieszzeń do ochrony sztywnych endoskopów	501 x 51	VH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	50
Producent – LTA Medical/Healthmark				