



A



B



C



D




E



F




G



H



I



Jak użyć osłonek E do H: Najpierw krótszą część zagiąć, a następnie przełożyć pod otworem w kształcie litery V. Dla wąskich narzędzi środki można zagiąć do wewnątrz, co zapobiegnie wysunięciu się narzędzia. Na końcu narzędzia są przepychane przez zrobione otwory jak pokazano na rys. 3.

Oslonki papierowe / plastikowe jednorazowego użytku

NR KAT.	WYMIARY NACIĘCIA [mm]	WYMIARY [mm] szer. x dł.	OPIS / MATERIAŁ	OPAK. [szt.]	
A	IL.01455	32 x 120	Papierowe z foliową kieszonką	100	
B	IL.01457	40 x 160	Papierowe z foliową kieszonką	100	
C	IN.3FSZB730802	51 x 127	Papierowe z foliową kieszonką	100	
D	IN.3FSZB730804	90 x 168	Papierowe z foliową kieszonką	100	
E	IL.01477	55 max. szer. ostrza 50	75 x 225 dł. 140 po złożeniu	Plastikowe, przezroczyste	100
F	IL.01471	30 max. szer. ostrza 25	50 x 160 dł. 105 po złożeniu	Plastikowe, przezroczyste	1 000
G	IL.01476	15 max. szer. ostrza 10	25 x 90 dł. 60 po złożeniu	Plastikowe, przezroczyste	1 000
H	IL.01492	55 max. szer. ostrza 50	75 x 225 dł. 140 po złożeniu	Papierowe	100
H	IL.01469	30 max. szer. ostrza 25	50 x 160 dł. 105 po złożeniu	Papierowe	1 000
H	IL.01470	15 max. szer. ostrza 10	25 x 90 dł. 60 po złożeniu	Papierowe	1 000
I	L.PO-007C	Rozmiar 15	Plastikowe, przezroczyste	200	
I	L.PO-008C	Rozmiar 30	Plastikowe, przezroczyste	200	
Producent poz. A, B, E-H -Steris/Key Surgical		poz. C, D - Interster	poz. I - LTA Medical/Healthmark		