


DINA

pistolet do przepłukiwania lub suszenia

Pistolet DINA firmy HEGA-Medical jest przystosowany do zasilania wodą demineralizowaną o ciśnieniu do 10 barów lub sprężonym powietrzem za pomocą odpowiednich złączy.

Stożkowa nakrętka ze stali nierdzewnej na końcu pistoletu pozwala na stabilne mocowanie go w stole lub do ściany. Standardowo pistolet dostarczany jest z wężem PVC o długości 1,5 m (*lub 3,0 m*) i przyłączem do wody ½" (*lub ¾"*).

- **DINA bez końcówek H.6015**
- **DINA z kompletem 8 końcówek H.6010**



Wykaz końcówek – każdą można zamówić indywidualnie

Nr kat.	Opis
1	H.5030 Strumieniowa pompa wodna do zasysania płynów
2	H.5020 Końcówka do mycia butelek i pojemników Erlenmeyer
3	H.4260 Końcówka Luer do strzykawek i kaniul ze stożkową końcówką
4	H.5010 Końcówka do pipet pomiarowych i krwi
5	H.4270 Końcówka record do igieł i kaniul z końcówką record
6	H.4250 Dysza rozpylająca do sflukiwania szkła, powierzchni
7	H.4240 Końcówka do czyszczenia rur do drenażu
8	H.4230 Końcówka do czyszczenia kateterów i zaworów
	H.5220 Komplet 8 końcówek na listwie mocowanej taśmą dwustronnie przylepną (do DINA i NOVA)

Zarówno urządzenie DINA, NOVA jak i wszystkie końcówki współpracują z szeroko używanym dotychczas urządzeniem SELECTA i jego końcówkami.

W zestawie fabrycznym DINA, NOVA brak jest przyłącza do sprężonego powietrza.

Możemy przystosować pistolet i dołączyć 5-metrowy węż spiralny do sprężonego powietrza.

Producent nie zaleca używania tego węża do wody.




Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl



Nr kat.	Opis
1 H.3000	Uchwyt do pistoletów montowany do ściany – czarny nylon
2 H.5070	Przelotka do zamontowania pistoletów w blacie stołu (średnica 34-40 mm, grubość blatu do 50 mm)
3 H.3020	Wieszak z 1 haczykiem



Wyposażenie dodatkowe – 7 specjalnych końcówek w tym 5 szczotek (do DINA i NOVA).

Wykaz końcówek – każdą można zamówić indywidualnie

Nr kat.	Opis
1 H.5060	Oprzyrządowanie do mycia rur prostych, długość 250 mm
2 H.5050	Oprzyrządowanie do mycia rur zakrzywionych, długość 230 mm
3 H.5080	Szczotka, średnica 12 mm, długość 134 mm
4 H.5085	Szczotka, średnica 12 mm, długość 184 mm
5 H.5090	Szczotka-U, średnica 40 mm, długość 130 mm
6 H.5095	Szczotka-U, średnica 40 mm, długość 180 mm
7 H.5100	Okrągła szczotka, średnica 54 mm, wysokość 30 mm
H.5210	Komplet 7 końcówek na listwie samoprzylepnej

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl