

## Tace sterylizacyjne – perforowany bok – dno z siatki

- Wykonane są z niemagnetycznej stali AISI304.
- Elektropolerowane.
- Mają gładkie zaokrąglone krawędzie.
- Rączki są wkładane do wnętrza tac.
- Wielkość oczka perforowanej ściany bocznej 2 mm.
- Średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm.
- Dno z siatki o kwadratowym oczku 6 mm i średnicy drutu 1,2 mm.
- Dostępne jest obramowanie (opcja) umożliwiające składowanie tac jedna na drugiej.
- Pokrywy do tac są sprzedawane oddzielnie.

Producent – Daud Jee

NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	NR KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.
DJ-4610	240 x 120 x 30	DJ-4661	540 x 250 x 30
DJ-4611	240 x 120 x 50	DJ-4662	540 x 250 x 50
DJ-4612	240 x 120 x 60	DJ-4663	540 x 250 x 60
DJ-4608	240 x 120 x 70	DJ-4664	540 x 250 x 70
DJ-4609	240 x 120 x 100	DJ-4665	540 x 250 x 100
DJ-4607	240 x 250 x 30	DJ-4622	300 x 300 x 50
DJ-4613	240 x 250 x 50	DJ-4623	300 x 300 x 60
DJ-4615	240 x 250 x 60	DJ-SPEC-08	350 x 170 x 50 *)
DJ-4616	240 x 250 x 70	DJ-4624	470 x 400 x 60
DJ-4617	240 x 250 x 100	DJ-4625	480 x 480 x 50
DJ-4656	405 x 250 x 30	DJ-4626	480 x 480 x 60
DJ-4657	405 x 250 x 50	DJ-4628	500 x 300 x 50
DJ-4658	405 x 250 x 60	DJ-4632	550 x 430 x 50
DJ-4659	405 x 250 x 70	DJ-4634	600 x 300 x 60
DJ-4660	405 x 250 x 100		
DJ-4606	480 x 250 x 30		
DJ-4618	480 x 250 x 50		
DJ-4619	480 x 250 x 60		
DJ-4620	480 x 250 x 70		
DJ-4621	480 x 250 x 100		

\*) do wyczerpania zapasów

### Pokrywy z zamknięciem obrotowym

WYMIARY [mm] dł. x szer.	Pojedyncza rama	Podwójna rama	Rama z wycięciem
240 x 120	DJ-4635	DJ-4635D	DJ-4635DT
240 x 250	DJ-4636	DJ-4636D	DJ-4636DT
405 x 250	DJ-4642	DJ-4642D	DJ-4642DT
480 x 250	DJ-4637	DJ-4637D	DJ-4637DT
540 x 250	DJ-4643	DJ-4643D	DJ-4643DT
300 x 300	DJ-4638	DJ-4638D	DJ-4638DT
480 x 480	DJ-4639	DJ-4639D	DJ-4639DT
500 x 300	DJ-4640	DJ-4640D	DJ-4640DT
600 x 300	DJ-4641	DJ-4641D	DJ-4641DT

